



www.briton-jewelry.com



www.qi-jewelry.com





Номер товара: CC017

Материал: кобальт-хром

Ширина: 8 мм

Толщина: 2,3-2,5 мм

Размер: Могу сделать любой размер, который вам нужен

Отделка: Полированная, блестящая и матовая

Рисунок формы: плоские и ступенчатые края.

Покрытие: Без покрытия

Инкрустация: Нет

Главный камень: 7 белых CZ

Пол: Мужской, Унисекс, Женский

Логотип: Выгравированный логотип бесплатного клиента

Дизайн: Индивидуальные стили

Минимальный заказ: 10 шт./размер

ОЕМ/ODM: тепло приветствовали

Качество: Высококачественный

Срок поставки: 20-30 рабочих дней

Повод: юбилей, помолвка, подарок, вечеринка, свадьба

Малый заказ/заказ образца: принимаем небольшой заказ и заказ образца

Мы OEM фабрика по производству кобальтовых обручальных колец. Все детали могут быть изменены по желанию клиента.

У кобальтовых обручальных колец, новейших типов металлических обручальных колец, которые представляют собой доступную, долговечную и эстетичную альтернативу золоту, платине и палладию, есть много плюсов.

Самым большим плюсом кобальтовых обручальных колец является долговечность и цвет. В отличие от браслетов из титана и вольфрама, которые имеют светло-серые тона, браслеты из кобальта имеют необычно яркий белый цвет, который больше похож на платину и белое золото.

Кобальтовые ленты также устойчивы к царапинам и настолько прочны, что не сгибаются и не деформируются под давлением. Но имейте в виду, что они не устойчивы к царапинам. В отличие от вольфрамовых лент, кольца, сделанные исключительно из кобальта, можно поцарапать, хотя и нелегко. Если появились царапины, их можно отполировать профессиональной полировкой.

Кобальтовые ленты также гипоаллергенны. Это может немного сбить с толку, поскольку кольца кобальт-вольфрам могут вызывать аллергические реакции, но различия между этими двумя полосами связаны с тем, как молекулы элементов связаны друг с другом. Излишне говорить, что вам не придется беспокоиться об аллергических реакциях, если обручальное кольцо из чистого кобальта.

Еще одним огромным плюсом кобальтовых колец является то, что их размер можно изменить – в отличие от обручальных колец из вольфрама, титана или нержавеющей стали.

Единственными недостатками обручальных колец с кобальтом являются ограниченные стили, доступные в настоящее время, и тот факт, что эти кольца может быть немного сложнее снять в экстренной ситуации. Их можно снять, но не так легко, как золотые или серебряные ленты.

Мы можем выполнить различную отделку кобальтовых колец, например, пескоструйную обработку, сатиновую шлифовку, полировку, матовую отделку, сатиновую кисть, грань, кованный, матовый и т. д.

Available Surface Finish



Мы можем инкрустировать различные материалы на кобальтовые кольца, такие как углеродное волокно, драконья сталь, смола, метеорит, рога, дерево, опал, ракушка, бирюза, чип, шестерня, Кость даноэавра и т. д.

Available Inlay Material



Упаковка и доставка

Единицы продажи: Один предмет. Вес брутто: 0,200 кг.

Пример изображения:



Почему выбирают нас

- Цена: Продукция производится на собственном заводе, цена выгодная.
- Качество: Многолетний опыт производства в сотрудничестве со многими международными брендами. Наши работники обладают высокой квалификацией и многолетним опытом, вы можете видеть это по превосходному качеству изготовления нашей продукции. И у нас очень строгий контроль качества, наша цель: нулевые жалобы, нулевые возвраты;
- Срок поставки: благодаря крупномасштабному заводу и высокой производительности доставка осуществляется быстро.
- Запасы: у нас есть около 100 000 запасов самых популярных стилей, небольшой минимальный заказ и срок поставки в течение 3 дней.
- Обслуживание OEM и ODM: Мы являемся экспертом в сфере услуг OEM и ODM для ювелирных изделий.
- Проектирование и исследования и разработки. Благодаря опытным дизайнерам и командам исследований и разработок мы постоянно разрабатываем новые продукты, новые технологии и новые материалы.
- Сервис: Профессиональная команда продаж, своевременный ответ, круглосуточное обслуживание 7*24, качественное послепродажное обслуживание.